

# normomar<sup>®</sup> spray



NMR-MAR100/4.3

## Agua Marina Higiene nasal diaria

La limpieza nasal es la clave para una buena respiración.

Cuando la nariz está demasiado seca o congestionada, la nariz no lleva a cabo su función de filtración adecuadamente.

Gracias a su **tecnología de suave microgota y los beneficios de los oligoelementos marinos que presenta, Normomar proporciona una limpieza delicada y descongestiona las fosas nasales.**

### INDICACIONES:

Normomar es un producto sanitario indicado para recién nacidos, niños y adultos:

#### · Higiene nasal diaria:

-Induce la necesidad de sonarse la nariz y la facilita,

-Restaura la hidratación natural de la nariz (combate los efectos del aire acondicionado y la calefacción),

-Prepara y facilita la acción de tratamientos nasales específicos y mejora su efectividad.

· **Elimina la mucosidad en narices obstruidas y congestionadas.**

### INSTRUCCIONES DE USO:

Normomar puede utilizarse en cualquier posición.

La forma específica de la boquilla encaja fácilmente en los pequeños orificios nasales de los recién nacidos, así como en los de los adultos:

1. Introducir suavemente la boquilla en el orificio nasal.
2. Presionar un instante la boquilla. Si su nariz está congestionada u obstruida, haga una irrigación manteniendo presionada la boquilla durante unos segundos.
3. Permita que salga el exceso de solución, ya que arrastrará a su vez la mucosidad. Suénese la nariz.
4. Repita el procedimiento en el otro orificio nasal.
5. Lave la boquilla con agua y jabón.

**Utilice como lavado nasal siempre que sea necesario.**

Normomar es un producto natural, libre de conservantes y puede utilizarse durante periodos largos de tiempo.

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en la caja y en la etiqueta.

### COMPOSICIÓN:

Normomar es 100% natural, una solución isotónica\* de agua marina que proporciona los reconocidos beneficios de las sales minerales y oligoelementos del agua marina: cobre, hierro, manganeso, selenio, zinc,....

\* Solución isotónica: una solución que contienen la misma concentración de sal que el cuerpo humano.

Agua de mar: aprox. 30 ml/ 100 ml.

Agua purificada c.s.: 100 ml.

El envase ha sido presurizado con un gas propelente (aire). Gracias a la innovadora tecnología de bag on valve, la solución no está en contacto con el gas propulsor (aire), para mantener todas las ventajas del agua de mar. El uso de este producto por más de una persona puede propagar infecciones. Los envases a presión deben protegerse de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, ni siquiera estando vacío. No utilizar si el envase o el producto están dañados.

**Agua de mar: 100 ml. Aproximadamente 300 pulverizaciones**

Fecha de última revisión: Julio 2017.

**100ml**

# normomar<sup>®</sup> spray



## Sea Water Daily nasal hygiene

Nasal cleaning is key to a good breathing.

When the nose is too dry or congested it cannot filter air properly.

Thanks to its **droplet technology and the benefits of marine trace elements, Normomar provides a gently cleaning and decongests noses.**

### INDICATIONS:

Normomar is a healthcare product indicated for **newborn babies, children and adults:**

#### · Daily nasal hygiene:

· It induces the need to blow the nose and makes it easier,

· It restores natural hydration of the nose (it fights the effects of air conditioning and heating),

· It prepares and enables the action of specific nasal treatments and improves their effectiveness.

· **It removes nasal mucosa in blocked and congested noses.**

### USAGE INSTRUCTIONS:

Normomar may be used in all positions.

The unique nozzle is specifically designed to fit the nose of newborn babies and adults:

1. Gently insert the nozzle into one nostril.
2. Prime the spray by briefly depressing the nozzle. If your nose is congested or blocked, depress the nozzle for some seconds.
3. Allow the excess solution to come out, as it will in turn carry the mucus.
4. Repeat the process in the other nostril.
5. Clean the nozzle after application with soapy water, rinse and dry.

**Use this product as nasal irrigation where necessary.**

Normomar is a natural product free of preservative agents and may be used for prolonged periods of time.

Do NOT use after the expiry date stated in the package and label.

### COMPOSITION:

Normomar is 100% natural; it is an isotonic\* saline solution providing the well-known benefits of sea water mineral salts and trace elements: copper, iron, manganese, selenium, zinc, etc.

\*Isotonic solution: a solution containing the same concentration of salt as a human body.

Sea water: 30 mL/100 mL approx.

Purified water q.s.: 100 mL.

The container has been pressurized with a propellant gas (air). Thanks to its breakthrough bag on valve technology, the solution is not in direct contact with the propellant gas (air) in order to preserve the benefits of sea water. Using this product by more than one person may lead to spreading infections. Pressurised containers must be protected from sunlight. Do NOT expose to temperatures over 50 °C. Do NOT pierce or burn, even after use. Do NOT use if package or product are damaged.

**Sea Water: 100 mL. Up to about 300 sprays.**

Date of last revision: July 2017.

Naveh Pharma Ltd  
P.O.B 8139  
Netanya 42505  
ISRAEL

Obelis, S.A.  
Av. Teruueren 34, bte 44  
1040 Bruselas - BÉLGICA

LABORATORIOS NORMON, S.A.  
Ronda de Valdecarrizo, 6  
28760 Tres Cantos - Madrid (ESPAÑA)  
www.normon.es



**NORMON**