

COMPOSICIÓN:

Agua, Glicerina, Hidroxietilcelulosa, Propilenglicol, Cloruro de Sodio, EDTA disódico, Alantoína, Pantenol, Cristales de Mentol, Ácido Hialurónico, Perfume.


INSTRUCCIONES DE USO:

Suene su nariz suavemente. Colocar una pequeña cantidad de gel con un dedo limpio o directamente desde la boquilla del tubo en la fosa nasal y frotar suavemente.

Es aconsejable dar un suave masaje desde el lado externo de la fosa nasal a fin de extender perfectamente el gel.

DOSIFICACIÓN:

Aplicar cuantas veces sea necesario.

 Fabricado por:
Naueh Pharma Ltd
P.O.B. 8139
Netanya. 42505. ISRAEL

 Obelis, S.A.
Av. de Teruieren 34,
bte 44, 1040 Bruselas.
BELGICA

Distribuido por:
LABORATORIOS NORMON, S.A.
Ronda de Valdecarrizo, 6
28760 - Tres Cantos.
Madrid, ESPAÑA
www.normon.es

NMR/SALG/8
Fecha última reu. Dic-15

normomar® salina gel

Devuelve la hidratación natural a la mucosa nasal en caso de sequedad

SOLUCIÓN NASAL HIDRATANTE PARA FOSAS NASALES SECAS:

- Hidrata previniendo y suavizando las heridas nasales gracias al sistema avanzado de hidratación a base de Ácido Hialurónico, Alantoína y Pantenol.
- Restaura el normal funcionamiento de la membrana mucosa gracias a la acción del Pantenol.
- La mucosa recupera su humedad natural suavizando las heridas y ablandando las costras.
- Sin conservantes.

INDICACIONES:

Hidratante para la sequedad de las fosas nasales.

20g.



NORMON
OTC



normomar® salina gel



Devuelve la hidratación natural a la mucosa nasal en caso de sequedad

Sobre la sequedad de las fosas nasales. Las fosas nasales están recubiertas por la **mucosa nasal**, cuya función es calentar, humidificar y limpiar el aire que respiramos. La mucosa tiene, además, unos cilios que retienen polvo y componentes del aire de mayor tamaño; en condiciones normales, ésta genera moco que mantiene humectadas las paredes de las fosas nasales y previene la entrada de agentes nocivos.

Determinadas situaciones (ambientales, farmacológicas, rinitis atrófica...) pueden cursar con sequedad nasal, alterando la mucosa que produce menos cantidad de moco; como consecuencia, los cilios se retrotraen no filtrando bien el aire y hay una mayor tendencia a la aparición de heridas e infecciones.

Normomar Salina spray o gel son soluciones hidratantes que gracias a la acción sinérgica de sus ingredientes actúan

aliviando e hidratando las fosas nasales secas. Su **sistema regulador** mantiene el pH entre 5-6 óptimo para las fosas nasales. El **Ácido Hialurónico** aporta una película hidratante. La **Alantoína** y el **Pantenol** promueven la regeneración natural de las células y aumentan la capacidad de retención de agua en la piel.

NARIZ SECA**NARIZ DESPEJADA**

NORMON
OTC