

COMPOSICIÓN:

Agua, Propilenglicol, Cloruro de Sodio, EDTA disódico, Alpantha, Mentol, Alantoína, Pantenol, Ácido Hialurónico.

INSTRUCCIONES DE USO:

Suéñese la nariz suavemente. Efectúe 2 pulverizaciones directamente en las fosas nasales.


DOSIFICACIÓN:

Aplicar según necesidad.

PRECAUCIONES:

Evitar el contacto con los ojos. Almacenar a temperatura ambiente, entre 15°-30° C. Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

Distribuido por:
LABORATORIOS NORMON, S.A.
Ronda de Valdecarrizo, 6
28760 - Tres Cantos.
Madrid, ESPAÑA
www.normon.es

 Fabricado por:
Naueh Pharma Ltd
P.O.B. 8139.
Netanya. 42505. ISRAEL

 Obelis, S.A.
Av. de Teruueren 34,
bte 44, 1040 Bruselas.
BÉLGICA

NMR/SALS/5
Fecha última rev. Dic-15

normomar®
salina spray

Devuelve la hidratación natural a la mucosa nasal en caso de sequedad

SOLUCIÓN NASAL HIDRATANTE PARA FOSAS NAALES SECAS:

- Hidrata previniendo y suavizando las heridas nasales gracias al sistema avanzado de hidratación a base de **Ácido Hialurónico y Alantoína**.
- Restaura el normal funcionamiento de la membrana mucosa gracias a la acción del **Pantenol**.
- La mucosa recupera su humedad natural suavizando las heridas y ablandando las costras.
- Sin conservantes.

INDICACIONES:

Hidrata las fosas nasales.

30 ml



NORMON
OTC

normomar®
salina spray

Devuelve la hidratación natural a la mucosa nasal en caso de sequedad

Sobre la sequedad de las fosas nasales.

Las fosas nasales están recubiertas por la **mucosa nasal**, cuya función es calentar, humidificar y limpiar el aire que respiramos. La mucosa tiene, además, unos **cilios** que retienen polvo y componentes del aire de mayor tamaño; en condiciones normales, ésta genera moco que mantiene humectadas las paredes de las fosas nasales y previene la entrada de agentes nocivos.

Determinadas situaciones (ambientales, farmacológicas, rinitis atrófica...) pueden cursar con sequedad nasal, alterando la mucosa que produce menor cantidad de moco; como consecuencia, los cilios se retrotraen no filtrando bien el aire y hay una mayor tendencia a la aparición de heridas e infecciones.

Normomar Salina spray o gel son soluciones hidratantes que gracias a la acción sinérgica de sus ingredientes actúan aliviando e hidratando las fosas nasales secas: Su **sistema regulador** mantiene el pH entre 5-6, óptimo para las fosas nasales. El **Ácido Hialurónico** aporta una película hidratante. La **Alantoína** y el **Pantenol** promueven la regeneración natural de las células y aumentan la capacidad de retención de agua.

